

Fuji LINING™ LC

Ionómero de Vidrio para Base o Forro Radiopaco y Fotocurable



Mezclas Perfectas Una y Otra Vez




Simple de usar



Inserte el cartucho Paste Pak en el dispensador y gire para colocar en la posición correcta.



Dispense la cantidad de material deseado.



Mezclar con espátula por unos 10 segundos.

Fuji LINING™ LC PASTE PAK

Fuji LINING LC es el primer Ionómero de Vidrio fotocurable

usado como una base o un forro debajo de compósitos o

Su Sistema único Dispensador Pasta-Pasta asegura un apropiado

Mezcla homogénea y consistente.

Alta liberación de flúor y radiopaco. Su sistema único de dispensación asegura un uso mínimo del material.

- Fácil de Mezclar
- Mezclas Exactas
- Mínimo Desperdicio
- Minimiza la Sensibilidad
- Alta Liberación de Flúor
- Radiopaco y Biocompatible

