

G-BOND™Adhesivo de un Componente
Sistema para Resinas Fotopolimerizables

Efectivo en todas las Condiciones



Aplique G-BOND
con un pincel.



Adelgace con aire
suave de la jeringa
triple.



Fotopolimerice

G-BOND™

Es un nuevo y revolucionario adhesivo de un solo componente que elimina las conjeturas y dudas acerca de la adhesión. Seco, mojado o húmedo, el esmalte o la dentina, G-BOND produce una unión fuerte, confiable y duradera. La combinación única de Monómeros Esteres de Ácido Fosfórico y la tecnología adhesiva del 4-MET, crean un grabado superior y adhesión al esmalte además de proporcionar un sellado químico y mecánico a la dentina referida como la Zona de Nano Interacción (NIZ).

- Adhesión Total en solo 30 segundos
- Tecnología Avanzada
- Aplicación muy simple sin hacer mezclas difíciles
- Sin degradación de colágeno
- No Sensibilidad Postoperatoria
- Fuerza Constante

